



Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na dostawę dwóch ambulansów sanitarnych typu C
Nr sprawy PZP/Nr 02/PN/19.

Część II

Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, zamawiający przesyła zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia odpowiedź na zadane pytanie do niniejszego postępowania.

Pytanie 1

Czy przy odpowiedzi na pytanie 19 oraz 20 opisującej automatyczny system składania goleni przedniej i tylnej nie doszło do omyłki pisarskiej. Uwzględniając wymagania Zamawiającego oraz odpowiedzi, nie ma na rynku noszy które by spełniały wymagania Zamawiającego, a tym samym nie możliwym jest złożenie oferty. W związku z tym prosimy o dopuszczenie noszy (pkt. XVI.19), w którym zdjęcie blokady, podczas wjazdu, z przednich i tylnych goleni, odbywa się po naciśnięciu dźwigni czy przycisków, a nie automatycznie.

Odp.

ZAMAWIAJĄCY POPEŁNIŁ OMYŁKĘ PISARSKĄ W ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 19, 20 ORAZ W PKT. XVI.19 UŻYWAJĄC OKREŚLENIA AUTOMATYCZNE. W PKT XVII.1 ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE ZAOFEROWANIA TRANSPORTERA NOSZY WYPOSAŻONY W SYSTEM NIEZALEŻNEGO SKŁADANIA SIĘ GOLENI PRZEDNICH I TYLNYCH PRZY WPROWADZANIU I WYPROWADZANIU NOSZY Z/DO AMBULANSU POZWALAJĄCY NA BEZPIECZNE WPROWADZENIE/WYPROWADZENIE NOSZY Z PACJENTEM NAWET PRZEZ JEDNĄ OSOBĘ W TYM DOPUSZCZA RÓWNIEŻ PRZY UŻYCIU DŹWIGNI LUB PRZYCISKÓW.

Pytanie 2

W związku z niejasnymi odpowiedziami Zamawiającego prosimy o doprecyzowanie. Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności nosze wraz z transporterem marki FERNO o poniższych parametrach techniczno-użytkowych?:

XVI. Nosze główne
Wykonane z materiału zabezpieczonego przed korozją.
Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha.
Przystosowane do prowadzenia reanimacji, wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji.
Z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do 90 stopni.
Wyposażone w podglówek mocowany bezpośrednio do ramy noszy umożliwiający ich przedłużenie w celu transportu pacjenta o znacznym wzroście.
Poduszka stabilizująca głowę pacjenta z możliwością wyjęcia i ułożenia głowy na wznak
Z zestawem pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy.
Wyposażone w cienki niesprężynujący materac z tworzywa sztucznego umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące
Ze składanymi na boki poręczami bocznymi.
Z wysuwanymi rączkami do przenoszenia umieszczonymi z przodu i tyłu noszy.

Możliwość wprowadzania noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy.
Konstrukcja ramy noszy chroniąca przed uszkodzeniami przy otarciach lub uderzeniach podczas przenoszenia lub prowadzenia na transporterze.
Waga noszy 23 kg
Trwałe oznakowanie graficzne z elementów związanych z obsługą noszy
Dodatkowy zestaw uprząży służący do transportu małych dzieci
Max obciążenie dopuszczalne 230 kg
Nosze główne wyposażone w mechanizm ułatwiający składanie goleni podwozia, w taki sposób, że w momencie wjazdu noszy na platformę transportera, o którym mowa w pkt. XVII, następuje automatyczne zdjęcie blokady z przedniej i tylnej goleni tychże noszy.
XVII. Transporter noszy głównych
Wyposażony w system niezależnego składania się goleni przednich i tylnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/wyprowadzenie noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę.
Szybki, bezpieczny i łatwy system połączenia z noszami.
Zestaw transportowy zamocowany na lawecie umożliwia przesuwanie w płaszczy horyzontalnej wzdłuż najkrótszego boku podstawy, w taki sposób, żeby płyta transportera noszy głównych wyjeżdżała poza obrys stopnia zewnętrznego pojazdu.
Możliwość ustawienia pozycji Trendelenburga i Fowlera na trzech poziomach pochylenia
Możliwości zapięcia noszy przodem lub nogami do kierunku jazdy.
Wyposażony w 4 kółka obrotowe w zakresie 360 stopni, 2 kółka wyposażone w hamulce.
Fabrycznie zamontowany system pozwalający na prowadzenie transportera bokiem przez jedną osobę z dowolnego miejsca na obwodzie transportera
Wszystkie kółka jezdne o średnicy 152 mm z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost.
4 główne uchwyty transportera
Rama noszy wykonana z profili o przekroju okrągłym, podwyższającym wytrzymałość na ekstremalne obciążenia
Przyciski blokady goleni kodowane kolorami
Trwałe oznakowanie graficzne elementów związanych z obsługą transportera.
Wykonany z materiału zabezpieczonego przed korozją.
Max obciążenie dopuszczalne transportera, 270 kg.
Waga transportera max 28 kg.
Zgodności z wymogami aktualnej normy PN EN 1789 i PN EN 1865,
Mocowanie transportera do lawety ambulansu zgodne z wymogami PN EN 1789. Poświadczone odpowiednim dokumentem wystawionym przez niezależną badawczą jednostkę notyfikowaną zgodnie z uprawnieniami wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC- dostarczyć przy dostawie
Na oferowany system transportowy (nosze i transporter), deklaracja zgodności, folder – załączyć do oferty.

Odp.

ZAMAWIAJĄCY OKREŚLIŁ WYMAGANIA DLA NOSZY W SIWZ – ZAŁĄCZNIK NR 1.1, OCZEKUJĄC ZAOFEROWANIA WW. ZGODNIE Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Z UWZGLĘDNIENIEM ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA.

/-/ Robert Judek